



Urikult

Optimale Gewinnung mikrobiologischer Proben

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

der erste wichtige Schritt einer mikrobiologischen Untersuchung ist die Probennahme. Ob das Ergebnis aussagekräftig ist, hängt aber auch von der Zwischenlagerung und dem Transport ab. Wir stellen Ihnen daher gerne kostenfrei geeignetes Entnahme- und Versandmaterial zur Verfügung.

WICHTIG: Bitte überprüfen Sie vor der Probenentnahme unbedingt, ob das **Ablaufdatum** des Abnahmematerials noch nicht überschritten wurde. Ggf. bitte neues Material anfordern.

Urinprobennahme

Bitte für die mikrobiologische Urin-Untersuchung nur die von uns zur Verfügung gestellten **Transportröhrchen mit Nährbodenträger (Urotube M)** verwenden! Diese Eintauchnährböden lassen eine Keimzahlbestimmung auch nach dem Postversand zu.

Bei der Probennahme sollte die letzte Blasenentleerung mehr als 4 Stunden zurückliegen. Daher ist **Morgenerin** am besten geeignet.

Das Urotube-Röhrchen aufschrauben, den Nährbodenträger aus dem Röhrchen nehmen und auf dem Deckel beiseite stellen - **dabei nur den Schraubdeckel berühren!** Nach Reinigung der Harnröhrenmündung (Hände waschen, Genitalien mit Wasser reinigen, Abtupfen mit Tupfer oder frischem Toilettenpapier) etwa die halbe Urinmenge in die Toilette, dann **Mittelstrahlurin** möglichst ohne Unterbrechung in das Röhrchen absetzen. Anschließend den Nährbodenträger so in den Urin tauchen, **dass alle Nährböden auf beiden Seiten vollständig bedeckt** sind. Dann den Nährbodenträger hochziehen und **abtropfen** lassen.

WICHTIG: Den **restlichen Urin aus dem Röhrchen vollständig weggießen** und erst dann wieder den Deckel mit dem Nährbodenträger aufsetzen und zuschrauben.

Anderweitig eingesandte Urinproben sind aufgrund der möglichen mikrobiellen Veränderungen in der Probe während des Versandes nicht für die Untersuchung geeignet.

Bitte bei allen Probeneinsendungen beachten

Bitte Probenbehältnis beschriften:

Name, Vorname und Probennahmezeitpunkt auf Probenbehältnis vermerken.

Bitte Probenbegleitschein ausfüllen:

Name, Adresse und Geburtsdatum des/r Patienten*in

Materialbezogene Diagnose (z. B. Wundinfektion)

Ggf. Grunderkrankung (z. B. Zystische Fibrose, Karzinom, ...)

Vorbehandlung/en, z. B. Antibiose, Immunsuppression (Kortikoide, Zytostatika)

Abnahmedatum der Probe

Untersuchungsauftrag

Scannen Sie den QR-Code per Smartphone und schauen Sie sich gerne eine **Videoanleitung** zur Entnahme eines Urikults auf Youtube an.



Bitte wenden

Dauer der labordiagnostischen Untersuchung

Die Urinuntersuchung dauert in der Regel 5 Werktage. Mit einem Ergebnis können Sie also, unter Berücksichtigung des Postweges, frühestens nach Ablauf von etwa einer Woche rechnen.

Abrechnung der Leistungen

Wir stellen unsere Leistungen privat in Rechnung. Eine Kostenübernahme durch gesetzliche oder private Krankenversicherungen kann nicht garantiert werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung.